

Reduktionsmittel zum Bleichen und Entfärben von Wolle, Seide, Zellulose- und Polyamidfasern

O-Ruol-D/01.04.2019

EIGENSCHAFTEN:

Ruol ist ein Reduktionsbleichmittel auf Basis von Natriumdithionit mit Stabilisatoren sowie Komplexbildnern und ist unempfindlich gegen Wasserhärte.

Ruol bleibt im Vergleich zu Hydrosulfit länger bleichaktiv und kann sowohl als Detachiermittel als auch als Bad angewendet werden.

Behälter mit **Ruol** sind gut zu verschließen und vor Feuchtigkeit zu schützen.

ACHTUNG:

Ruol darf nur auf weißen Textilien oder auf Färbungen, die auf Reduktionsbleichmittel beständig sind, angewendet werden.

ANWENDUNG AM DETACHIERTISCH:

Bei Behandlung einzelner Verfleckungen auf dem Detachiertisch streut man **Ruol** auf das angefeuchtete Gewebe und erwärmt vorsichtig mit der Dampfpistole. Anschließend mit Dampf oder Wasser gut ausspülen.

Bei **größeren Verfleckungen** ist eine Ganzbehandlung in **Ruol** zu empfehlen.

ANWENDUNG IM BAD:

Einwirkzeit: 30 bis 60 Min. bei einer Temperatur von 48 bis 70° C

Das Auflösen von **Ruol** erfolgt durch das Einrühren in 50 bis 60 °C warmen Wasser.

Falls die Bleichwirkung nicht ausreicht, kann während der Behandlung **Ruol** nachdosiert werden.

Das Textilgut muss nach der Behandlung warm und kalt gespült werden.

Zum Bleichen verwendet man ausschließlich Behälter aus nichtrostendem Edelstahl.

DOSIEREMPFEHLUNG:

2 bis 6g **Ruol** pro Liter Wasser

LAGERBEDINGUNGEN UND MAXIMALE LAGERZEIT: siehe Sicherheitsdatenblatt

LAUNDRY

